

Anwendung



1. Legen Sie die Seite der Maske ohne Nasenrücken an und ziehen Sie mit beiden Händen an den elastischen Bändern, sodass der Nasenrücken an Ihrem Gesicht anliegt.
2. Ziehen Sie die Maske zum Kinn.
3. Befestigen Sie die Gummibänder hinter Ihren Ohren und stellen Sie sie so ein, dass sie bequem sind.
4. Drücken Sie Ihre Finger auf beiden Seiten des Nasenrückens nach innen. Bewegen Sie Ihre Finger entlang des Nasenrückens und drücken Sie ihn an Ihre Nase, bis die Maske sicher sitzt.